

Ablauf Kapselendoskopie

- Essen Sie am Tag vor der Untersuchung keine Körner, kein rohes Gemüse und rohe Früchte
- Am Abend vor der Untersuchung nehmen Sie den in ca. 150ml Wasser gelösten Inhalt des ersten Beutels ein. Trinken Sie danach mindestens 1.25 Liter klare Flüssigkeit über einige Stunden
- Nehmen Sie den zweiten in ca. 150ml Wasser gelösten Inhalt des zweiten Beutels am Morgen des Untersuchungstages zu sich. Trinken Sie 5dl klare Flüssigkeit hiernach
- Öffnen Sie die Verpackung der Kapsel. Diese beginnt zu leuchten sobald sie aus der Packung ist und ein Zeichen, dass die Kapsel funktioniert.
- Schlucken Sie die Kapsel mit klarer Flüssigkeit
- Hiernach sollten Sie über 2 Stunden erneut 7.5dl klare Flüssigkeit trinken

- Ab dem Schlucken der Kapsel sollte jeder Stuhlgang durch das mitgelieferten Sieb erfolgen




Ablauf Kapselendoskopie

- Die Kapsel können Sie mit dem mitgelieferten magnetischen Stab bergen



- Die Kapsel soll hiernach unter fliessendem Wasser gewaschen werden



- Die Kapsel danach in das mitgelieferte Röhrchen stecken, auf welchem Ihr Name vermerkt ist und in dem vorfrankierten Couvert an [kapselendoskopie.ch](https://www.kapselendoskopie.ch) zukommen lassen.

BESTEN DANK FÜR IHR MITWIRKEN!